



高鐵儀器 精密卓越



GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7060-S1 橡膠威氏可塑性試驗器 Parallel Plate Plastometer

本機適用於測試生膠、塑煉膠、混煉膠及橡膠類的塑性值和復原值。一定尺寸的試樣在兩個平行板之間，於規定的時間內施予規定負荷壓縮，測定試樣在施加負荷後復原高度。復原值：一個原始高度接近10mm、體積2cm³的圓柱形試樣，在規定時間內，承受49N的壓縮力，除去壓縮力後，在規定時間後所恢復的高度與原始高度之差值，乘以100，即為復原值。

Compress specimen between two slabs at a given time under load to determine the recovery of specimen height after being pressed. Recovery value: Under a specified time, compress a cylinder-shaped specimen (a height of 10 mm and a volume of 2 cm³) with 49N compression force. Afterwards, remove the force and multiply the difference between the specimen recovery height within a given time and the initial height of specimen by 100.

負荷 Load	49±0.5 N
百分表 Dial gage	0.01 ~ 20 mm
體積 Dimension (W×D×H)	35×22×55 cm



瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年

高鐵路科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵路檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國廣東省東莞市南城街道宏三路2號

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國山東省青島市城陽區招商網穀合心園19號樓101

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121